

Pipettenaufbewahrungsgefäße, NALGENE®, IDL Pipette Jars

Gefäße aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte. Elastisch – sicherer als Glas. Robuste Gefäße, ohne Schweißnähte, hohe Spannungsrissfestigkeit. Ideal zum Einweichen von Glasartikeln und zum Reinigen von Pipetten mit den entsprechenden Nalgene™-Pipettenspülgeräten und -Pipettenkörben. Sie haben einen verbreiterten roten Standfuß für größere Standfestigkeit und werden mit Staubdeckel geliefert. Bei Reinigung der Pipetten mit einer Schwefelsäure-Dichromat-Lösung darf die Konzentration der Säure 60% nicht überschreiten. Die auf dem Etikett der Gefäße angegebene Rezeptur ergibt eine wirksame Reinigungslösung, die haltbarer ist als Standardlösungen. Verwendung des Gefäßes nur auf einer Abtropffläche, in einem Spülbecken oder in einem Behälter, der groß genug ist, um den Inhalt des Gefäßes im Falle des Auslaufens aufzunehmen.

Achtung: Säurelösung nie im Behälter ansetzen. Aus Umweltschutzgründen sollten anstelle von Chromschwefelsäure andere Reinigungslösungen verwendet werden.

Größe	Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
B	165	229	24 87 52422
C	127	457	24 87 52423
D	165	514	24 87 52424
E	165	686	24 87 52425
F	175	914	24 87 52426

