

Reaktionsgefäß-Deckel, Bohlender Distributor for Reaction Vessels BOLA

Aus Fluorkunststoff PTFE. Bestehend aus einem Grundkörper mit 4 GL-Gewindehalsen GL 14, einem zentralen Normschliff NS 29/32 und einer blauen Überwurfkappe mit Gewinde GLS 80. Passend für entsprechende Schott-Flaschen.

Über die seitlichen GL-Gewindestutzen lassen sich beispielsweise Fühler oder PT 100 bis zu einem Außendurchmesser vom max. 8 mm in die Flasche einführen, genauso gut eignen sie sich zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen zur Probenentnahme. Aus Sicherheitsgründen sollten die ungenutzten Gewindestutzen mit einer GL-Schraubkappe verschlossen werden. Als perfektes Bindeglied zwischen Schlauchleitung und GL-Gewindestutzen verwendet man sinnvollerweise die entsprechenden BOLA-Laborverschraubungen und erhält somit ein optimal aufeinander abgestimmtes Anschlusssystem. Der zentrale Mittelschliff eignet sich hervorragend für Ihre Rührereinheit, die sich über eine entsprechende Rührerführung exakt in der Flaschenmitte platzieren lässt.

Der besondere Clou: Die blaue Überwurfkappe lässt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit problemlos vom Behälter lösen. Dadurch entfällt die aufwändige und umständliche Demontage beim Wechsel auf ein anderes Gefäß.

für Flaschengew.	Seitenhalse GL	Mittelhals NS	Schlauch-Anschl. Ø max. mm	Best.-Nr.
GLS 80	4× 18	29/32	10	10 17 64816

