

Zentrifugenflaschen-Adapter, NALGENE®, IDL Centrifuge Bottle Adapters

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Zentrifugenflaschen-Adapter für 250-ml-Zentrifugenflaschen	23 87 31250	6

Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Achtung: Unbedingt erforderlich für Sorvall-GSA-Rotoren in Verbindung mit allen 250-ml-Nalgene™-Flaschen.

