

Reaktionsgefäß-Zubehör, Rettberg Reaction Vessel Accessories

webcode  WWQVD108

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
① Kappe GL 14, mit Olive aus PP, gerade	13 42 90001
② Kappe GL 18, mit Olive aus PP, gerade	13 42 90002
③ Adaptionskit GL 18, aus Kunststoff	10 70 00025
zum schnellen Trennen der Schlauchanschlüsse ohne Flüssigkeitsverlust, (Temp. -40 bis +138°C) für Reaktionsgefäße mit Temperieranschluss GL 18, Olive 11 mm für Laborschläuche I.W. 8 bis 10 mm	
④ Adaptionskit GL 32 auf Gewinde M 16×1 (Temp. -60 bis +200°C)	10 70 00026
für Reaktionsgefäße mit Temperieranschluss GL 32, z. B. geeignet zum Anschluss von isolierten Metallschläuchen, bestehend aus Spezial-Überwurfkappe, Dichtung, Edelstahladapter M16×1	
⑤ Übergangsstück M 16×1 auf Schlauchwelle 8,5 mm, Edelstahl	10 70 00027
Übergangsstück M 16×1 auf Schlauchwelle 11 mm, Edelstahl	10 70 00028
Übergangsstück M 16×1 auf Schlauchwelle 13 mm, Edelstahl	10 70 00029
⑥ isolierter Metallschlauch (-90 bis +150°C), M 16×1, 100 cm lang	10 70 00031
isolierter Metallschlauch (-60 bis +350°C), M 16×1, 100 cm lang	10 70 00034
⑦ Adaptionskit GL 32 auf Glasolive, Olive 9 mm	10 70 00036
für Reaktionsgefäße mit Temperieranschluss GL 32, für Laborschläuche I.W. 6 bis 8 mm, bestehend aus Spezial-Überwurfkappe, Dichtung, Glasadapter mit Olive 9 mm, Temp. -60 bis +200°C	
Adaptionskit GL 32 auf Glasolive	10 70 00037
für Laborschläuche I.W. 8 bis 10 mm, Olive 11 mm	
Adaptionskit GL 32 auf Glasolive	10 70 00038
für Laborschläuche I.W. 16 bis 18 mm, Olive 19 mm	

⑧ Flanschklammern

Artikel	Best.-Nr.
für DN 60, Edelstahl	13 42 90234
für DN 100, Edelstahl	13 42 90246
für DN 120, Edelstahl	13 42 90251
für DN 150, Edelstahl	13 42 90257
für DN 200, Edelstahl	13 42 90261

⑨ Flanschverschlüsse

Artikel	Best.-Nr.
zum Einhängen im Tragegestell, für NW 100	13 42 90346
zum Einhängen im Tragegestell, für NW 150	13 42 90357
zum Einhängen im Tragegestell, für NW 200	13 42 90361

⑩ Flanschdichtungen

für	Ausführung	Silikon	Silikon, mit FEP vollummantelt
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
DN 150	13 42 90457	13 42 90557	
DN 200	13 42 90461	13 42 90561	
DN 60	13 42 90434	13 42 90534	
DN 120	13 42 90451	13 42 90551	
DN 100	13 42 90446	13 42 90546	

