

Bürette VITLAB® continuous, VITLAB Burette VITLAB® continuous

Mit der Flaschenaufsatz-Bürette VITLAB® continuous kann kontinuierlich titriert werden, was schnell und komfortabel zu genauen Ergebnissen führt. Das abgewinkelte Display zeigt das titrierte Volumen 4-stellig in großen gut lesbaren Ziffern an und erleichtert die Bedienbarkeit. Durch Drehen der beiden Handräder wird das Titriermedium kontinuierlich und pulsfrei mit der Doppelkolben-Pumpe gefördert. Füllvorgänge sind nicht notwendig. Diese innovative Technik erhöht die Sicherheit durch die sehr kompakte Bauweise mit tief liegendem Schwerpunkt, so dass die Gefahr des Umklippens gerade bei kleineren Flaschen reduziert wird. Die in Höhe und Länge verstellbare Ausstoßkanüle ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch mit sehr bauchigen oder hohen Flaschen. Das Rückdosiersystem verhindert den Verlust wertvoller Reagenzien und reduziert die Spritzgefahr. Mit der einfach zu bedienenden Kalibrierfunktion erfüllt die VITLAB® continuous die entsprechenden Anforderungen der Prüfmittelüberwachung – ohne Ausfallzeiten des Geräts. Die nach DIN EN ISO 8655-3 definierten Fehlergrenzen werden auch im Teilvolumen weit unterschritten. CE-Kennzeichnung entsprechend EU-Richtlinie 2004/108/EG, 93/68/EWG; 73/23/EWG, 93/68/EWG. Auch mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

- Kontinuierliche Förderung des Titriermediums durch Doppelkolben-Pumpe
- Stufenlose, präzise Regelung der Titriergeschwindigkeit durch große, griffige Handräder
- Einfaches, medienspezifisches Nachjustieren / Kalibrieren über die Tastatur
- Leicht lesbare, große Ziffern
- Lange Betriebsdauer durch zwei leicht austauschbare Mikro-Batterien 1,5 V
- Kein Medienverlust durch Rückdosierventil
- Zur optimalen Ausrichtung des Flaschenetiketts frei auf der Flasche um 360° drehbar
- Einsetzbar auf unterschiedlichen Flaschengrößen durch verschiedene Adapter
- In Länge und Höhe ausziehbare Teleskop-Ausstoßkanüle
- Geeignet für unterschiedliche Flaschenhöhen durch ausziehbares Teleskop-Ansaugrohr

Lieferumfang:

VITLAB® continuous E/RS mit GL 45 Anschlussgewinde sowie Gewindeadapter aus PP in den Größen GL 32, GL 38 und S 40 (Sägezahnengewinde), Teleskop-Ansaugrohr (200 – 350 mm), Teleskop-Ausstoßkanüle (140 – 220 mm), zwei Mikro-Batterien 1,5 V (LR 03/AAA), Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat.

Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3:

VITLAB® continuous E bei 25 ml: Richtigkeit $\pm 0,2\%$, Variationskoeffizient 0,1%
VITLAB® continuous RS bei 50 ml: Richtigkeit $\pm 0,2\%$, Variationskoeffizient 0,1%

Bürette VITLAB® continuous E / RS

Artikel	Best.-Nr.
Bürette VITLAB® continuous E	10 85 30506
① Bürette VITLAB® continuous RS	10 85 30507

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Flasche, Braunglas, mit Beschichtung, rund, GL 45, 2500 ml	10 85 31510
Flasche, Braunglas, mit Beschichtung, quadratisch, GL 45, 1000 ml	10 85 31500
Teleskop-Ansaugrohr, FEP, ETFE, PTFE, Länge 200 – 350 mm	10 85 31085
Ausstoßventil, inkl. Rückdosierventil	10 85 35085
Mikro Batterien 1,5 V (2 Stück)	10 85 30216
Trockenrohr, PP, ohne Füllung	10 85 31095

