

Trockeneisgerät SnowPack®, BÜRKLE Dry Ice Machine SnowPack®



Innerhalb kürzester Zeit erhält man mit SnowPack® eine -79°C kalte Trockeneistablette von 50 oder 250 g Gewicht, ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss!

SnowPack® wird eingesetzt in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten, Laboratorien, in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten.

Anwendungsbeispiele: Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Substanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, Physik und der Werkstofftechnik usw.. Das SnowPack®-Trockeneisgerät kann man an jede europäische CO₂-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) anschließen (W 21,80 × 1/14" nach DIN 477 Nr. 6).

Artikel	Gewicht Tablette ca. g	Tablette Ø × H mm	Best.-Nr.
SnowPack® 50	50	50 × 30	10 04 59853
SnowPack® 250	250	80 × 60	10 04 59852

